

CAJA DE PRUEBA X 158 LENTES ARO PASTA



- Esferas: + y - 0.25 hasta + y - 3.70 en pasos de 0.25
- y - 4.00 hasta + y - 4.50 en pasos de 0.50
- y - 5.00 hasta + y - 12.00 en pasos de 1.00
- Cilindros: + y - 0.25 hasta + y - 1.75 en pasos de 0.25
- y - 2.00 hasta + y - 4.00 en pasos de 0.50
- Prismas: 0.5, 1.0, 2.0, y 3.0
- Auxiliares: - Ocluser
- Filtro Rojo
- Objetivo (Cruz)
- Estenopéico (Pin Hole)
- Hendidura
- Blanco opaco
- Cilindro Cruzado