

CAJA DE PRUEBA X266 LENTES ARO PASTA



- Esferas: + y - 0.25 hasta + y - 5.75 en pasos de 0.25
- y - 6.00 hasta + y - 10.00 en pasos de 0.50
- y - 11.00 hasta + y - 16.00 en pasos de 1.00
- y - 18.00 hasta + y - 20.00 en pasos de 2.00
- Cilindros: + y - 0.12
- y - 0.25 hasta + y - 4.00 en pasos de 0.25
- y - 4.50 hasta + y - 6.00 en pasos de 0.50
- Prismas: 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 9.0 y 10.0
- Auxiliares: - Ocluser
- Filtro Rojo
- Filtro Verde
- 2 Planos
- 2 Objetivo (Cruz)
- 2 Estenopéico (Pin Hole)
- Hendidura
- Blanco opaco
- 2 Maddox
- Polarizado
- 2 Cilindros Cruzados