

## ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO CON TRANSFORMADOR Y CABEZAS



- Transformador de montaje en pared con manijas:
- Estándar con dos mangos de diagnóstico
- Cordones en espiral expandibles hasta 3 metros
- Oftalmoscopio coaxial 3.5V:
- Permite un fácil acceso a las pupilas no dilatadas para un diagnóstico preciso
- La lámpara halógena proporciona una salida de luz para obtener un verdadero color del tejido y una iluminación constante y duradera
- Otoscopio de Fibra óptica 3.5V:
- Ampliación >2X
- EL lente de visión gran angular giratoria permite la instrumentación durante la ampliación
- Sistema sellado para otoscopia neumática y diagnóstico preciso de otitis media
- Termómetro de oído:
- Punta de sonda precalentada y sensor
- Esfigmomanómetro:
- La esfera de esfera dual proporciona una precisión sin igual
- Mecanismo de precisión montado sobre un soporte especial para garantizar la estabilidad completa del sistema de medición y el punto cero
- Libre de Látex y Mercurio