

## ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO PORTÁTIL



- **OFTALMOSCOPIO:**
- 18 combinaciones de aberturas y filtros
- Aberturas: Micro, pequeña y grande.
- Filtro azul cobalto, cruz de fijación y hendidura.
- Cualquiera puede ser combinado con filtro polarizado, filtro libre de rojo o luz directa.
- 68 lentes (-30 a +35 en pasos de 1 dioptria)
- **RETINOSCOPIO**
- Incluye filtro polarizado
- Rotación de banda: 360°
- Lentes con multi-recubrimiento
- Amplitud de banda: 30mm x 1.5mm (con foco a 500mm)
- Completamente sellado para evitar el polvo en el sistema óptico
- Fácil control para el manejo de la amplitud y rotación de la banda
- **TRANSILUMINADOR**
- Compatible con luz halógena o LED
- Utiliza fibra óptica para una transmisión de luz clara e intensa
- Completamente esterilizable con soluciones o gases