

LENSOMETRO NJC-4



- Rango de potencia de vértice: + 20dioptrías -20dioptrías.
- Paso: 0.12D.
- Rango de potencia prismática: 5 dioptrías prismáticas.
- Paso: 1 dioptría.
- Gama de ejes cilíndricos: 0 a 180 grados.
- Paso: 1 grados.
- Lentes con diámetro de 20 mm a 85 mm.
- Enfoque del ocular -5D a + 5D.
- Mira de avión.
- Bombilla 220V/15W 110V/15W.
- Alimentación AC y DC.