




TORNIQUETE AUTOMÁTICO



Torniquetes GMD-6351 están elaborados en material 25% latex y 75% poliéster, con broche de seguridad y liberación rápida.

COLORES



Por favor seguir las siguientes instrucciones:

1. No ajustar el torniquete con gran fuerza de forma repetitiva, podría causar daño.
2. Al aflojar el torniquete realicelo lentamente.
3. Poner en un lugar fuera del alcance de los niños.

Dimensiones caja master	45 cm x 43 cm x 36 cm
Cantidad por caja master	500 unidades
Peso neto caja master	17 kg
Peso bruto caja master	20 kg
Dimensión caja primaria	No aplica - el empaque es una bolsa
Peso neto unidad	0,034 kg
Largo del producto	48 cm
Sistema de seguridad	Plástico ABS
Registro Sanitario	2017DM-0016499