



CUCHILLAS PARA BISTURI



DESCRIPCIÓN

El bisturí estéril completo Paramount es un instrumento médico utilizado en procedimientos quirúrgicos y médicos para realizar incisiones precisas en la piel y los tejidos. Está compuesto por una hoja de acero inoxidable afilada y un mango ergonómico que proporciona un agarre cómodo y seguro.

ESPECIFICACIONES

- Hojas quirúrgicas de acero inoxidable preensambladas, montadas en mango de plástico ABS.
- El dispositivo se utiliza para prevenir lesiones durante la fijación de la hoja en el mango metálico.
- Empuñaduras acanaladas y hojas protegidas de forma segura con un guardia de LDPE.
- Empacado individualmente en bolsa pelable.
- Comodidad de un solo uso.
- Tamaño claramente marcado en cada hoja de bisturí en el empaque tipo blíster.
- Cada caja dispensadora contiene 10 bisturís.
- Vida útil de 5 años - Producto estéril.

DETALLES

- Nombre del producto: Bisturí desechable
- Tamaño de la caja interna (cm): 21 x 7 x 3
- Unidades por caja: 10 piezas
- Caja de exportación: 100 cajas
- Tamaño de la caja de exportación (cm): 44 x 37 x 33
- Por contenedor de 20 pies: 370 cajas