



## FONENDOSCOPIO

OIS 300 GMD



El Fonendoscopio OIS 300, cuenta con tubos auriculares elaborados en aluminio y campana en acero inoxidable, su forma en "Y" le brinda una buena conductividad del sonido, lo que permite escuchar con claridad los ruidos de los órganos.

Peso neto unidad: 0,27 kg

Materiales: Tubos auriculares en aluminio, Campana en acero inoxidable, y manguera en PVC.

Clasificación de riesgo: Clase I (riesgo bajo)

Registro Sanitario: 2020DM-0022263

Garantía 3 años

Manguera en forma de "Y"

Para estudiantes y profesionales de la salud

Ideal para obtención de sonidos corporales

Campana de acero inoxidable

Óptima percepción acústica