



## KIT DISECCIÓN 9 PIEZAS

Nueve piezas



Kit de 9 instrumentos para procedimientos menores o pequeñas cirugías. Fabricados en acero inoxidable y empacados en un práctico estuche con cremallera. Ideal para estudiantes y profesionales de la salud



Para estudiantes y profesionales de la salud



Cortar suturas, gasas y otros materiales



Cortar suturas, gasas y otros materiales



Se puede esterilizar por diferentes métodos



Servicio al cliente



3 Años de garantía

Este Sistema de Disección cuenta con las siguientes piezas:

01. **Pinza de Disección de 14 cm** Para separación de tejidos en el proceso de suturación.
02. **Pinza de Disección con Garra de 14 cm** Para separación de tejidos con un menor traumatismo gracias a sus dientes de agarre.
03. **Pinza Mosquito de 14 cm** Utilizada para los tejidos mas delicados; en las cirugías de control vascular.
04. **Tijera de Operación Recta** Para cortar suturas, gasas y otro tipo de materiales-
01. **Tijera de Operación Curva 14 cm** Para realizar cortes en ángulos diversos.
02. **Mango para Bisturí No. 3** Usados para sujetar correctamente el bisturí.
03. **Mango para Bisturí No. 4** Usados para sujetar correctamente el bisturí.
04. **Sonda Acanalada** Se usa para conducir la diéresis y separar vasos y nervios en los tejidos.
05. **Indicador** Para mostrar profundidad y dirección de la herida

Peso neto unidad

0,34 kg

Material de las piezas

Acero inoxidable

Cantidad de piezas

9 unidades

Riesgo

I

Registro Sanitario

2017DM-0016499 - 2023DM-0027086