





# PAD DE SUTURAS GMD


Pad de silicona con 3 capas que simula la piel, grasa y músculo, ideal para practicar el proceso de sutura por estudiantes del área de la salud.



3 capas que simulan la piel




Superficie antideslizante



Material resistente



Diferentes patrones de práctica



	Universal
Ref	GMD-KS-01
SKU	D011Q09603

Dimensiones caja master	38 cm x 25 cm x 29 cm
Cantidad por caja master	100
Peso neto caja master	20 kg
Peso bruto caja master	22 kg

Material: Silicona

