



SILLA DE RUEDAS DE TRANSPORTE T100

EN ALUMINIO

Con estructura liviana, plegable y fácil de maniobrar, la silla de ruedas de transporte Konfort Basic está fabricada en aluminio que proporciona estabilidad al usuario. Su respaldo abatible y reposapiés ajustable en 3 posiciones, ayudan al cuidador en las transferencias y el transporte.



KBE1432RF-MP23L



Silla ligera de características superiores



Sistema de freno accionado por cuidador



Estructura en aluminio



Estructura plegable



Apoyabrazos abatibles



Reposapiés graduable en 3 posiciones



Tapicería acolchada



Capacidad de peso hasta 90Kg



1 Año de garantía

EAN 13	7708566880762
Dimensión de la caja	79 cm x 26 cm x 76 cm
Peso bruto caja	12.7 kg
Ruedas delanteras	6 x 1,1" Rin estrella maciza.
Llantas traseras	16 x 1,43" Rin estrella, Poliuretano (PU) grabado color negro.
Reposapiés	Fijos y ajustables en 3 posiciones mediante pin.
Profundidad del asiento	42 cm.
Estructura	Aluminio pintado, color gris
Calibre del tubo	2,67 mm
Estilo del respaldo	Abatible.
Clasificación de riesgo(cm)	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Abatibles.
Ancho total de la silla	58 cm
Ancho del asiento	46 cm
Altura del respaldo	42 cm
Altura del asiento al piso	47 cm
Registro Sanitario	2017DM-0017305