



# SILLA DE RUEDAS MANUAL VD GACELA



<b>Marco:</b>	Rígido en Acero de 1"
<b>Rodamientos:</b>	Blindados
<b>Pintura:</b>	Epoxi Electrostática
<b>TapizadoEspaldar</b>	En Nylon acolchado
<b>Asiento:</b>	En Chapa Rígida
<b>Cojín</b>	En espuma densidad media de 5cm
<b>Apoya Brazos:</b>	Desmontables y abatibles con protector de ropa
<b>Apoya Pies:</b>	Bipodal, Desmontables y graduables en altura
<b>Ejes de Ruedas Traseras:</b>	Fijos en acero reforzado
<b>Ruedas Traseras:</b>	PU 24" X 1 3/8"
<b>Rueda Delantera:</b>	PU 200 X 50
<b>Ruedas de Seguridad Antivuelco:</b>	Fijas en PU de 3"
<b>Capacidad de Carga:</b>	180 kg
<b>Peso Neto de la Silla:</b>	De 23 kg a 26 kg (De acuerdo a la talla)
<b>Ancho del Asiento:</b>	De 50/55/60 cm <sup>1</sup>
<b>Profundidad del Asiento:</b>	De 40/44 cm
<b>Altura de Espaldar:</b>	De 40/45/50 cm
<b>Longitud Total:</b>	96 cm
<b>Ancho Total:</b>	De acuerdo al ancho del asiento más 20 cm
<b>Altura Total:</b>	90 cm
<b>Garantía En Chasis:</b>	1 Año por defecto de fabrica
<b>Garantía en Tapicería Accesorios:</b>	3 Meses por defecto de fabrica
<b>Colores Disponibles:</b>	Negro <sup>2</sup>

REGISTRO INVIMA 2015DM-0012708

<sup>1</sup> Para Ancho de 50cm en adelante, únicamente se configurará con Apoya Pies Unipodal

<sup>2</sup> Cambio a otro color tendrá costo adicional.