



FONENDOSCOPIO DUPLEX 2.0

RIESTER 4201-01



El Fonendoscopio Black Edition Riester® Duplex 4201-01 Adulto es una herramienta de alta calidad diseñada para profesionales de la salud. Fabricado en Alemania, este estetoscopio de dos servicios, modelo Duplex-2.0, se presenta en un elegante color negro. Su campana de una cara está hecha de aluminio, lo que garantiza durabilidad y un acabado premium. Incluye accesorios esenciales como un diafragma, un par de olivas blandas de sellado suave, una marquilla de identificación y un manual de uso. Este modelo no es electrónico y está especialmente diseñado para uso en pacientes adultos. Con el respaldo de la marca Riester

Accesorios Incluidos

- Un par de olivas de recambio.
- Una membrana de repuesto.
- Placa para el nombre.



Características Técnicas

- Innovador sistema acústico: Permite una auscultación óptima en todos los rangos de frecuencia.
- Pieza de contacto doble: Fabricada con precisión, disponible en acero inoxidable o aluminio cromado.
- Membrana especial: Bilateral de 44 mm para una acústica precisa, con anillos de protección contra el frío para mejorar la adaptación a la piel.
- Composición: Libre de látex.