



KIT DE DISECCIÓN DE 13 PIEZAS GMD



Contiene los instrumentos necesarios para realizar disecciones. Todas sus piezas están fabricadas en acero inoxidable y vienen en un práctico estuche con cremallera para almacenarlas.

- Presentación Estuche con cremallera
- Esterilizable Esterilizar antes de cada uso
- Cantidad de Piezas 13 und
- Referencia GMD-KD-13PCS
- Registro Sanitario 2017DM-0016499

Nombre del Instrumento	Descripción	Longitud
Pinza de disección estándar	Separación de tejidos en el proceso de suturación	14 cm
Pinza de disección con garra	Separación de tejidos con menor traumatismo gracias a sus dientes de agarre	14 cm
Pinza mosquito recta	Utilizada para tejidos delicados y control de sangrado de vasos finos	12,5 cm
Porta agujas Mayo-Hegar	Para manejo de agujas	14 cm
Tijera de operación recta	Cortar suturas, gasas y otros materiales	14 cm
Tijera de operación curva	Realizar cortes en ángulos diversos	14 cm
Mangos para bisturí No. 3 y No 4	Aptos para diversas hojas de bisturí	-
Sonda acanalada	Conducir la diéresis y separar vasos y nervios en los tejidos	-
Indicador	Mostrar profundidad y dirección de la herida	-
Pinza KELLY recta	-	14 cm
Pinza KELLY curva	-	14 cm
Ganchos separadores	-	-