



# PULSOXÍMETRO DE DEDO

## RIESTER RI - FOX N

**MARCA** : **RIESTER**  
**MODELO** : **RI-FOX N**  
**PROC.** : **ALEMANIA**

### CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Dispositivo pequeño y portátil con sensor integrado.
- Medición fácil y rápida mediante introducción de un dedo.
- Iluminación intensa de la pantalla LED color verde para una buena visibilidad.
- Un solo modo de observación
- Duración de las pilas de 30 horas aprox (en servicio continuo).
- Apagado automático a los 8 segundos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Área de medición SpO2: 70%-100%
- Resolución SpO2 : 1%
- Exactitud de medición: 70%-100%: +/- 2%
- Area de medición pulso: 30-235bpm
- Resolución pulso: 1bpm
- Exactitud de medición pulso: 30-100: +/-2bpm, 101-235: +/-2%
- Pantalla LED color verde (SpO2, pulso, señal de pulso, indicación visual en barras)

### AMBIENTE:

- Temperatura de funcionamiento: 5°C - 40°C (41°F - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20°C - 55°C (-4°F - 131°F)
- Humedad atmosférica de funcionamiento: humedad <= 80%, ningún condensación
- Humedad atmosférica de almacenamiento: <=93%, ningún condensación
- Suministro eléctrico: 2 pilas AAA alcalinas tipo LR03
- Vida útil de pilas: 30 horas aprox
- Dimensiones: 66 x 39 x 32 mm (2.60 x 1.54 x 1.26 in)
- Peso 48 g (1.59 oz) con pilas



IMAGEN REFERENCIAL