




ESTADIÓMETRO MOVIL

SECA 213L



- Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared.
- Con base amplia que le otorga estabilidad.
- Fácil lectura del resultado, incluso durante la medición.
- Confortable y fácil de transportar.

seca 213L:

El método confortable para medir la talla en cualquier sitio.

El estadiómetro móvil seca 213L es particularmente adecuado para aplicaciones que requieren desplazamientos; por ejemplo, para medir la estatura de niños y adolescentes en el marco de revisiones médicas escolares, para las tareas de cuidadores de enfermos y ancianos, de trabajadores de la salud y también para consultorios médicos y hospitales con departamentos de pediatría y medicina juvenil. Desmontado en varias piezas, este estadiómetro se transporta con facilidad a cualquier sitio. Además, el seca 213L es adecuado para medir a pacientes en posición acostada. Una vez desmontado, el estadiómetro es fácil de transportar a cualquier lugar. El nivel integrado asegura siempre una correcta posición horizontal.



Montaje rápido y sencillo sin fijación a pared.

Consistente de varias piezas, el tallímetro desmontable del estadiómetro seca 213L se monta rápida y fácilmente, y con unas pocas maniobras se fija firmemente a la amplia y sólida base, sin necesidad de asegurarlo en una pared.



Dos grandes ventanas y escalas en ambos lados facilitan la lectura.

Placa de base grande y sólida, para una posición segura.

Su amplia y sólida placa de base permite usarlo donde se necesite.

El estadiómetro seca 213L se puede usar en cualquier sitio requerido, gracias a la posición firme y segura que le confiere su amplia y sólida placa de base. Con esta propiedad, el estadiómetro seca 213L es la herramienta ideal para todos los profesionales que necesitan usar tallímetros confiables en sitios que cambian con frecuencia.



Asa integrada y bloqueo seguro de todas las piezas para un transporte sencillo.

Bolsa seca 412 para un transporte más cómodo.



Lectura precisa de los resultados de medición.

La corredera se desliza con gran suavidad, facilitando enormemente el ajuste del amplio tope para la cabeza. Otro detalle muy bien elaborado es la escala de fácil lectura: situada en el lateral del tallímetro, permite consultar la talla ya durante la medición; de esta manera, asegura resultados precisos hasta una talla de 205 cm.

Confortable y fácil de transportar.

Es sumamente práctico, no sólo porque el tallímetro se puede desmontar en unos instantes, sino también por el asa incorporada que permite trasladar el estadiómetro seca 213L cómoda y fácilmente a cualquier sitio.

Nivel incorporado

El nivel garantiza mediciones precisas y confiables, asegurando que el dispositivo esté correctamente alineado.

seca 213L

Datos técnicos

- Alcance de medición: 20 – 205cm, 20 – 205 cm / 8 – 81"
- División: 1 mm, 1 mm / 1/8"
- Dimensiones, estadiómetro (AxAxP): 337 x 2.130 x 590 mm / 13.3 x 83.9 x 23.2"
- Dimensiones para transportar (AxAxP): 337 x 777 x 624 mm / 13.3 x 30.6 x 24.6"
- Peso: 2.4 kg / 5.3 lbs
- Opcional: bolso de transporteseca 412