



CAMINADOR EN ACERO CON RUEDAS

KP1-81306-5

 <p>Doble función</p>	 <p>Estructura plegable</p>
 <p>Empuñadura en PVC</p>	 <p>8 puntos en graduación de altura</p>
 <p>Mecanismo de plegado accionado con la mano</p>	 <p>Estructura en acero</p>
 <p>Servicio al cliente</p>	 <p>1 AÑO DE GARANTÍA</p>



Caminador en acero de color gris, con dos ruedas. Estructura plegable de un botón, graduable en 8 puntos de altura, empuñadura en PVC de larga duración. Ideal para uso en interiores por personas que requieren asistencia y estabilidad para la marcha.

SKU/EAN 13	7707633902970
Color del producto	Gris
Cantidad por Caja	2 unidades
Peso Neto	6,45 kg
Peso Bruto	8,69 kg
Altura del producto	Mín 74,5 cm - máx 92,5 cm
Ancho del producto	52 cm
Largo del producto	45 cm
Rueda delantera	Rin estrella, coraza maciza
Estructura	Acero
Material de la empuñadura	PVC
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Peso del caminador	3,3 kg
Registro Sanitario	2017DM-0016757