



# CONCENTRADOR PORTÁTIL DE OXÍGENO

## FREESTYLE CONFORT CAIRE AS - 200 - 103

### El futuro está aquí

Con su forma ergonómica, el ligero y asequible FreeStyle® Comfort® se apoya en las curvas naturales del cuerpo, por lo que puede llevarlo consigo cómodamente. Aprobado por la FAA para su uso en vuelos comerciales y equipado con baterías extraíbles, este dispositivo de oxigenoterapia le permite pasar más tiempo fuera de casa. La posibilidad de aumentar la garantía del equipo le ofrece más tranquilidad. Ya puede esperar mucho más de su concentrador portátil de oxígeno.



#### UNA SOLUCIÓN LIGERA

Con un peso ligeramente superior a los 2 kg, FreeStyle® Comfort™ puede acompañarle a donde quiera ir.

Disfrute de la comodidad de transportarlo con o sin la bolsa de transporte: fíjelo a la correa para el hombro acolchada y antideslizante.



#### RESPIRE CON FACILIDAD, PREOCÚPESE MENOS

Nuestra tecnología UltraSense™, de detección sensible de la respiración garantiza el suministro de oxígeno cuando lo necesita.

Las baterías extraíbles le permiten alargar el tiempo que pasa fuera de casa y mantener la actividad hasta las 8 horas que dura la batería.



#### CÓMODO DE LLEVAR, FÁCIL DE USAR

La silueta ergonómica y curvada reposa sobre las curvas naturales del cuerpo, por lo que resulta muy cómodo en todas sus salidas.

Una pantalla a todo color fácil de usar subirá el listón de lo que espera de un concentrador de oxígeno portátil.

## Incluye

- Concentrador portátil
- Bolsa de transporte
- Bolsa de accesorios
- Batería
- Cargador de batería de escritorio
- Fuente de alimentación universal CA/CC y cables
- Correa para el hombro
- Tecnología UltraSense™
- Otros artículos disponibles

## Características del producto

- Batería extraíble de hasta 8 horas de duración en la configuración 2
- Fácil de llevar gracias a la correa para el hombro
- Aprobado por la FAA para el uso en aerolíneas comerciales
- Totalmente funcional con toma de corriente (CA) o cargador de vehículo (CC)
- Interfaz sencilla

## Especificaciones

### VELOCIDADES DE FLUJO

Pulsos: 1-5

### DIMENSIONES

25,4 x 18,5 x 7,9 cm  
 (10,0 x 7,3 x 3,1 pulgadas)  
 Batería de 8 celdas

### PESO

2,3 kg (5 lb)  
 Batería de 8 celdas

### NIVEL SONORO

43 dB(A) en la configuración 2

DURACIÓN DE LA BATERÍA  
 Batería sencilla (de 8 celdas) en la configuración 2: hasta 4 horas

Batería doble (de 16 celdas) en la configuración 2: hasta 8 horas


### GARANTÍA

3 años: FreeStyle® Comfort™ (columnas incluidas)


1 año: batería y fuentes de alimentación



## Accesorios disponibles



BATERÍA DE 8 CELDAS



BATERÍA DE 16 CELDAS



BOLSA DE TRANSPORTE




CARGADOR DE BATERÍA DE ESCRITORIO (OPCIONAL)



FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA (SE INCLUYEN TODOS LOS CABLES)



CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CC



FILTRO EXTERNO PARA PARTÍCULAS GRUESAS

### OTROS ARTÍCULOS DISPONIBLES:

- Correa para el hombro
- Bolsa para llevar todos los accesorios