



CUELLO MULTI TALLA

Ortocam(Adulto y pediátrico)



ADULTO

Dispositivo de inmovilización de la columna cervical rígido, de una pieza, ajustable y con graduaciones de ajuste distintas.

Medida Adulto: 56 cm de largo, producto abierto

PEDIÁTRICO

Dispositivo de inmovilización de la columna cervical rígido, de una pieza, ajustable y con graduaciones de ajuste distintas.

Medida Pediátrico: 48 cm de largo, producto abierto.

INDICACIONES: Indicado para inmovilización cervical.

CARACTERÍSTICAS: Cuello multi tallas con un sistema de graduación de 4 tallas que permite ser ajustado antes de ser colocado al paciente.

MATERIALES: PVC y en su interior Foami o Eva de 0.5 mm anti alérgico para mayor comodidad del paciente.

CUIDADOS: Limpiar con alcohol, si presenta irritación en la piel, suspenda y consulte a su médico.