

CAMA ELÉCTRICA

Classic



Referencia
CM 052

Estructura

- Fabricada en tubo rectangular de 2X1" C.16 acero cold rolled.
- Cabecero y piecero en melamínico de 15 mm canto rígido y soporte en tubo redondo de acero cold rolled 2" C.18.
- Tendido elaborado en plástico ABS dividido en 4 secciones, 1 fijo y 3 movibles, con esqueleto en tubo cuadrado de 1" C.18, todo en acero cold rolled.
- **Dimensiones internas:** Largo 1.93 m - Ancho 0.90 m - Alto 0.50 m.
- 4 ruedas de 3" con freno para asegurar después del desplazamiento.
- **Capacidad de carga:** 180kg - 220kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.

Funcionario

Posiciones: horizontal, semifowler, fowler, sentado, flexión rodillas y auto-contorno; los movimientos se accionan por control de mando eléctrico y control de mano inalámbrico.

- 2 barandas abatibles en melamínico de 15 mm canto rígido con soporte en tubo cuadrado de 1" 1/2 C.18.



Horizontal



Flexión Rodillas



Semi Fowler



Fowler

Acesorios: Atril de doble gancho de sostenimiento, en varilla redonda 1/4 con cuerpo en tubo redondo 5/8 C.18, todo en acero inoxidable.