



## KIT INMOVILIZADOR EXTREMIDADES SUPERIORES/INFERIORES



### Adulto

- Kit De Férulas Inmovilizadoras Adulto Por 5 Piezas:
- Cuello 50cm
- Brazo 54cm
- Antebrazo 30cm
- Pierna 65cm
- Tobillo 48cm
- Material: Cartón Plast
- Semirrígidos
- Con Características: Eficaces, Simples, Ligeras,  
Lavables , De Fácil Descontaminación, Re-Utilizables y  
No Absorbe Líquidos.

### Niño

- Kit De Ferulas Inmovilizadoras Niño
- 5 Piezas:
- Cuello 45cm
- Brazo 50cm
- Antebrazo 30cm
- Pierna 60cm
- Tobillo 42cm
- Material: Cartón Plast
- Semirrígidos
- Con Características: Eficaces, Simples, Ligeras,  
Lavables , De Fácil Descontaminación, Re-Utilizables y  
No Absorbe Líquidos.