



MESA DE NOCHE DE LUJO ESPECIAL

240639 - ER



ESTRUCTURA

Fabricada en lámina de acero cold rolled C .22 y en melaminico .

Bandeja superior en melamínico de 15 mm, bocelada en caucho para mayor protección .

Cajón para almacenamiento y alacena con cierre seguro de rodillo .

Ruedas con frenos de 3"

Dimensiones: Largo 0.46m, Ancho 0.50m, Altura 0.80m.

Terminado en pintura en cobre martillado .