



MESA PUENTE DE ALIMENTACIÓN LUJO ESPECIAL

240581 - CR



ESTRUCTURA

Fabricada en tubo cuadrado de 1" ½ y tubo rectangular cold rolled C.18, con tubo telescópico rectangular en acero inoxidable ref.304 y refuerzos en platina de hierro cold rolled.

Bandeja superior en melánico de 15 mm, canto rígido RH color Rovere.

Graduación de altura por medio de pin mecánico.

Dimensiones: Largo 0.90 m, Ancho 0.40 m, Altura min: 0.90 m - máx. 1.20 m.

4 ruedas de 3" para facilitar su desplazamiento.

Terminado en pintura electrostática en polvo.