



SILLA DE RUEDAS ESTANDAR

HY9110HC



Silla de ruedas estándar en acero color gris, rueda trasera rin radio, con respaldo fijo, reposapiés fijos removibles y apoyabrazos fijos. Ideal para uso en establecimientos donde se debe prestar asistencia a los usuarios como centros comerciales, aeropuertos, conjuntos residenciales entre otros.

SKU/EAN 13	7707633900815
Color	Gris
Tapicería	Nylon acolchado
Peso neto caja master	12,5 kg
Peso bruto caja master	14,96 kg
Ruedas delanteras	Rin estrella, coraza maciza
Llantas traseras	Rin radio, coraza maciza, aro propulsión
Reposapiés	Removibles
Profundidad del asiento	42 cm
Altura apoyabrazos-asiento	31 cm
Estructura	Acero martillado
Estilo del respaldo	Abatible
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Fijos
Alto total	93 cm
Ancho total	64 cm
Largo total	115 cm
Ancho del asiento	45 cm
Altura del respaldo	41 cm
Altura del asiento al piso	49 cm
Ancho total (silla plegada)	21 cm
Registro Sanitario	2017DM-0017305