



BARRAS PARALELAS DE REHABILITACIÓN

CM 014



- Pasamanos en tubo redondo de 1" 1/2 C.18 en acero cold rolled
- Tubo redondo telescópico de 1" 1/4 agua negra en cold rolled.
- Base en platina de 1/2 acero cold rolled
- Tubo redondo de 1" 1/2 C.18 en acero cold rolled
- Altura graduable de 0,70 m a 1,00 m
- Dimensiones: Largo: 3,00 m Ancho: 70 m
- Terminado en pintura electrostática en polvo.
- Soporta hasta 100 KG