



## ELECTROESTIMULADOR BEURER EM49



El Electroestimulador Beurer EM49 es un aparato de estimulación EMS/TENS que ofrece un tratamiento avanzado para el alivio del dolor, la estimulación muscular y la relajación a través de masajes. Con 64 aplicaciones preprogramadas y 6 programas personalizables, permite ajustar la frecuencia, el ancho del pulso y el tiempo de encendido/apagado, adaptándose a las necesidades individuales del usuario.

- Tratamiento del dolor (TENS)
- Estimulación muscular (EMS)
- Relajación y masaje
- Indicación de posicionamiento de electrodos
- 4 electrodos de gel autoadhesivos (45 x 45 mm)
- 2 canales regulables por separado
- 64 aplicaciones preprogramadas
- 6 programas individualizables
- Intensidad ajustable
- Temporizador de cuenta atrás
- Desconexión de seguridad
- Función Doctor's-Function para programas de tratamiento personalizados
- Pantalla LCD inversa con retroiluminación azul
- Producto sanitario con certificación CE
- Dimensiones: 13,2 x 6,3 x 2,3 cm
- Funciona con 3 pilas AAA
- Garantía: 5 años

El Beurer EM49 es adecuado para su uso en todo el cuerpo y está diseñado para proporcionar un tratamiento eficiente y cómodo tanto en la estimulación muscular como en el alivio del dolor, con funciones avanzadas para el bienestar del usuario.