



# ESCALERA Y RAMPA PARA REHABILITACIÓN

## CM 014 R



Fabricado en tubo redondo de 1" 1/4 C.18 en acero cold rolled con refuerzos en tubo cuadrado de 1".

Escaleras fabricadas en tubo cuadrado de 1" C.18, pasos en madera cubiertos en caucho antideslizante.

Rampa fabricada en tubo cuadrado de 1" C.18, con madera cubierta en caucho antideslizante.

Dimensiones Rampa: Largo 1.80 m – Ancho 0.60 m – Alto 0.45 m

Dimensiones Escalera: Largo 0.80 m – Ancho 0.60 m. – Alto 0.45 m

Terminado en pintura electrostática.