

INFANTÓMETRO

BK MED 046



Especificaciones:

Marca: BK-MED

Referencia: BK- 046

Unidad de venta: UND

Uso: Apropiado para consultorios médicos, brigadas de salud, hospitales y clínicas, en áreas de Pediatría, medicina general, nutrición y otras especialidades.

Características:

- Fabricado con tubo rectangular de aluminio protegido con regatones plásticos color gris y cubierto con cenefa graduada color gris plata, para realizar mediciones de 20 a 100 cm con división de 0.5 cm.
- Cuenta con paletas acrílicas que funcionan como topes de 20 x 8 cm.
- Medidas:
 - Largo: 100 cm.
 - Ancho: 20 cm.
 - Alto: 8 cm.
 - Peso: 1 kg

Permite medir la longitud de bebés y niños pequeños acostados, fácilmente y con precisión, requiere poco espacio, la pieza fija de la cabeza y el tope deslizante para los pies simplifican su uso.

Sus grandes topes de cabeza y pies facilitan la determinación de la longitud y las lengüetas se pliegan para facilitar su almacenamiento.