


INMOVILIZADOR NEUMÁTICO INFLABLE PARA EXTREMIDADES
LIFE RESCUE



Descripción

Inmovilizador para extremidades superiores e inferiores, ejerce presión para disminución de hemorragias, los diferentes inmovilizadores pueden ser inflados con presión pulmonar o con inflador manual incluido en el set, fabricados en polipropileno (PVC) con cremallera plástica y válvula unidireccional. Lavables, reutilizables y esterilizables solo por métodos de esterilización fría o temperatura ambiente (líquidos), radiotransparente a los RX, presentación en estuche de tela.

Set compuesto por:

- 1 inmovilizador para brazo completo.
- 1 inmovilizador para ante brazo.
- 1 inmovilizador para mano y muñeca.
- 1 inmovilizador para pierna completa.
- 1 inmovilizador para media pierna.
- 1 inmovilizador para pie y tobillo.
- 1 inflador manual.
- 1 bolsa organizadora y de transporte.