



# SUJETADOR EXTENSIBLE PARA MANOS Y PIES

BK MED 078



Férula moldeable reutilizable para realizar una rápida inmovilización de diferentes zonas del cuerpo, tales como piernas, brazos o dedos.

## Férula Maleable

Marca: BK-MED

Referencia: BK- 078

Unidad de venta: unidad

Uso: permiten inmovilizar y estabilizar gracias a su maleabilidad.

### Características:

- Alma de aluminio maleable, sin memoria que facilita su manipulación.
- Se da forma para adaptarla a la extremidad.
- Cubierta en espuma de alta densidad para comodidad del paciente
- Dimensiones: 100X11cm

### Ventajas y características:

Impermeable.

Reutilizable.

Ligera y compacta.

Radiolúcida.

Se sujeta con cinta adhesiva o cualquier otra envoltura de elección; no se necesita ningún equipoadicional.

No se ve afectada por temperaturas extremas o altitudes.

Espuma de célula cerrada permite fácil limpieza y desinfección; material compatible con todos los métodos de limpieza estándar.

Proporciona estabilidad para todas las extremidades, incluyendo el cuello.

Sin látex.

Apta para uso humano y veterinario.