

TALLÍMETRO ENROLLABLE DE PARED

BK MED 041



El Tallimetro enrollable de pared. El indicador de medida se encuentra en el cabezal y permite una fácil lectura de la altura. El tallimetro está fabricado en metal que le confiere durabilidad.



Se fija en la pared fácilmente, con tornillos.



- Rango: 0 a 2000 mm.
- División: 1 mm.
- Dimensión: 140 x 35 x 130 mm.
- Peso aproximadamente: 180 g.
- Ref.: BK-41
- Marca: BK-MED

- Presentación: 1 Caja