

TORNIQUETE TÁCTICO

CONTROL HEMORRAGIAS



Ideal para control de hemorragia severa, fabricado en nylon – polipropileno, sistema de cierre con velcro, medidas: 89 X 4 cms. (aprox.), herraje y hebillas plásticas, palanca de torsión plástica, seguro de torsión plástico con cinta de velcro, color negro.

PARTES



ESPECIFICACIONES

Largo

- Plegado: 15cm.
- Desplegado: 95 cm

Peso

- 66 Gr

Material

- Poliamida de alta resistencia

Hebilla

- Hebilla de doble ranura para brazo o pierna

