



# COJÍN ANTIESCARAS DE PRESIÓN ALTERNATE

## DYNAMIC



- Puede utilizarse, conectado a la corriente eléctrica, como con baterías.
- Baterías de NI-MH recargables.
- Autonomía de hasta 12 horas después de cargarlas al máximo.



### DESCRIPCIÓN COJÍN :

- Cojín compuesto por seis celdas de aire sobre una base de espuma.
- Cubierta elástica de PU resistente al agua y fácil de lavar.
- Estructura compuesta por 6 celdas de Nylon/PU de aire de 5 cm de altura cada una.
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 45 x 45 x 10 cm y 40 x 43 x 10 cm
- Peso: 1.860 gr.

### DESCRIPCIÓN COMPRESOR

- Ciclo temporal de presión alternante regulable. Seleccionable en 10, 15 y 20 minutos.
- Alarma visual y audible indicadora de batería baja y baja presión.
- Posibilidad de silenciar el audio de alarma.
- Baterías recargables NI-MH de larga duración.
- Voltaje: AC 100V – 240V — 50/60 HZ, 0,5A.
- Flujo de aire: 1,8 litros por minuto.
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 20 x 10 x 6 cm.
- Peso: 710 gr.