

TANQUE PAQUETES FRÍOS



Especificaciones

- Capacidad de 12 paquetes
- Material: acero inoxidable
- Aislamiento en espuma de poliuretano
- Válvula de drenaje
- Unidad de refrigeración
- Soporte con ruedas para fácil desplazamiento
- Temperatura máxima de congelación: -10°C
- Dimensiones: 50cm x 45cm x 140cm
- Voltaje de alimentación: 110VAC

Accesorios

- 4 Paquetes fríos Cervical
- 6 Paquetes fríos Standard
- 2 Paquetes fríos Espinal