



CUELLO ORTOPEDICO

PARA INMOVILIZACIÓN CERVICAL



Descripción

El Perfit ACE de Ambu es un collarín ajustable, rígido, de una sola pieza, ajustable con 16 graduaciones distintas (modelo adulto). También dispone del Ambu Perfit ACE Mini para tallas más pequeñas.

Características

- Se guarda completamente plano
- Radiotranslúcido
- Diversidad de graduaciones para facilitar y asegurar su ajuste
- Marcas de tamaño estándar en Adultos y Mini
- Pieza basculante en la barbilla para facilitar el manejo de la vía aérea
- Soporte porta tubo cánula nasal
- Gran orificio con abertura traqueal para facilitar la intubación
- Apertura trasera occipital
- No contiene Látex ni Ftalatos
- Desechable
- Cuando el paciente es transportado, la posición por defecto del Adult Ace es la posición Sin Cuello, y la posición por defecto del Mini Ace es la posición Neonato

Especificaciones


Ambu Perfit ACE

- | | |
|----------------------|---|
| · Tamaños ajustables | · Sin Cuello, Bajo, Regular y Alto |
| · Número de ajustes | · 16 ajustes (4 ajustes por tamaño) |
| · Dimensiones | · 554 x 215 x 14 mm (21.8" x 8.5" x 0.6") |
| · Peso | · 200g |
| · Color | · Blanco/gris claro |



Ambu Mini Perfit ACE

- | | |
|----------------------|---|
| · Tamaños ajustables | · Neonato, Pediátrico y Adulto Pequeño |
| · Número de ajustes | · 12 ajustes (4 ajustes por tamaño) |
| · Dimensiones | · 447 x 188 x 14 mm (17.6" x 7.4" x 0.6") |
| · Peso | · 100 g |
| · Color | · Amarillo/gris claro |



Medioambiente

- | | |
|------------|------|
| · Látex | · No |
| · Ftalatos | · No |

Rayo X y Resonancia Magnética (RM)

- | | |
|---------------------|------|
| · Radiotransparente | · Sí |
| · Para uso de RM | · Sí |

MATERIALES

Producto

Material

Ambu Perfit ACE

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| · Blanco/ plástico gris claro | · Polipropileno |
| · Espuma | · Polietileno |

Ambu Mini Perfit Ace

- | | |
|---------------------|-----------------|
| · Plástico amarillo | · Polipropileno |
| · Espuma | · Polietileno |