

ECÓGRAFO

Acclarix AX3

Sistema de ultrasonido de diagnóstico de la marca EDAN, diseñado para ofrecer imágenes de alta calidad y versatilidad en diferentes aplicaciones clínicas. Cuenta con monitor de alta resolución, pantalla táctil, cinco puertos activos para transductores y funciones de optimización de imagen.

Características

- Diseño ergonómico con ajuste de altura.
- Calentador de gel integrado.
- Baterías de respaldo para exploración continua.
- Optimización de imagen eOptimized para modos B, Color y PW.
- Seguimiento automático de PW.
- Control gestual eTouch.
- Software tutorial eLearn.
- Procesamiento 3D/4D, con eLive opcional.
- Conectividad DICOM 3.0.

Especificaciones

- Modelo: Acclarix LX3
- Tipo: Ecógrafo de diagnóstico
- Monitor: LCD de 21,5 pulgadas
- Pantalla táctil: 14 pulgadas
- Puertos para transductores: 5 activos
- Calentador de gel: Integrado
- Optimización de imagen: eOptimized
- Seguimiento automático: PW Auto Trace
- Control gestual: eTouch
- Software tutorial: eLearn
- Imagen tridimensional: 3D/4D
- eLive: Opcional
- Conectividad: DICOM 3.0
- Ajuste de altura: Ergonómico
- Baterías: De respaldo



Consultorios médicos - Clínicas y hospitales - Atención médica ambulatoria