



FONENDOSCOPIO

de un servicio uso adulto NL-12

El **Fonendoscopio de un servicio uso adulto NL-12** es un equipo práctico y ligero, ideal para la auscultación básica en entornos clínicos. Su diseño cómodo y funcional permite evaluar sonidos cardíacos y pulmonares de forma rápida y eficiente.

Es una excelente opción para estudiantes y profesionales de la salud que buscan un instrumento económico, fácil de usar y de bajo mantenimiento.



Información general

Tipo de producto: Fonendoscopio / Estetoscopio
Referencia: NL-12
Marca: ALP-K2 (Japón)
Unidad de venta: Unidad
Clasificación de riesgo: Clase I (riesgo bajo)

Información general



Tipo de paciente
Adulto

Entornos de uso



Triage



Clínicas



Hospitales



Consultorios médicos

Diseño y características

Campana

Campana sencilla
(single head)

Material del cabezal

Aluminio
(ligero y resistente)

Diafragma

Incluido

Tubo

Tubo en Y

Color

Gris

Material del tubo

PVC flexible,
libre de latex

Peso

110 g

Función principal:



Auscultación de sonidos
cardíacos, pulmonares y
corporales

Recomendaciones de uso

Mantener en un lugar limpio y seco

Evitar exposición a temperaturas extremas

Uso individual o de corta duración
(según protocolos clínicos)