



FONENDOSCOPIO **WelchAllyn**[®] 5079-135



Imágenes de uso ilustrativo

TIPO DE PRODUCTO	Cabezal doble
DIÁMETRO DE DIAFRAGMA	45 mm (1,75")
DIÁMETRO DE CAMPANA	38,0 mm (1,5")
AJUSTABLE AL OÍDO	Sí
LONGITUD TOTAL	710 mm (28")
LONGITUD DE TUBO	571,5 mm (22,5")
LIBRE DE LÁTEX (SÍ/NO)	Sí
MATERIAL DE PIEZA PECTORAL	Acero inoxidable
MATERIAL DE DIAFRAGMA	Policarbonato
MATERIAL DE ARCO Y AURICULARES	Acero inoxidable
TIPO DE DIAFRAGMA	Liso
BINAURAL AJUSTABLE (S/N)	Sí
OLIVAS (SUAVES/DURAS)	Suave/Duro
OLIVAS LAVABLES	Sí
MATERIAL DE OLIVAS (SUAVES)	Goma libre de látex
SISTEMA DE ROTACIÓN PARA EL CAMBIO DE DIAFRAGMA/CAMPANA	No
SISTEMA DE PRESIÓN PARA EL CAMBIO DE DIAFRAGMA CAMPANA	Sí
RANGO DE FRECUENCIA	20 a 500 Hz
TIPO DE TUBO (SENCILLO/DOBLE)	Sencillo
ANILLO ANTIFRÍO (S/N)	Sí
GARANTÍA	5 años