



NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS

CM - 179



- Fabricado en lámina de acero cold rolled C.22.
- Panel en blanco opal, que permite el paso necesario de luz LED para el diagnóstico.
- Bocel en lámina de acero brillante ref.403, el cual permite el encaje de la radiografía.
- Sistema de encendido inmediato y piloto automático.
- Conexión directa a 110v.
- Dimensiones: Largo 0.60 m, Ancho 3,5 cm, Altura 0.60 m.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.