



NEGATOSCOPIO DE TRES CUERPOS

CM - 180



- Estructura fabricada lámina de acero cold rolled C.22.
- Acrílico de 3mm en blanco opal, que permite el paso necesario de luz para el diagnóstico.
- Bocel en lámina de acero brillante ref.403, el cual permite el encaje de la radiografía.
- Sistema de encendido inmediato y piloto automático.
- Conexión directa a 110v.
- Dimensiones: Largo 1.14 m, Ancho 0.10 m, Altura 0.48 m.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.