



SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA PEDIÁTRICA

JL9020L - 35



DESCRIPCIÓN

Silla de ruedas pediátrica para cuadriplejía. estructura en aluminio pintada, • apoyabrazos removibles y graduables, piece-ros removibles, graduables y elevables, llanta trasera neumática de 15 pulgadas con freno manual y de manubrio, rin de estrella., llanta delantera maciza de 6", rin de estrella. accesorios: controlador cefálico (removible, graduable y crece),abductor de caderas(removible y graduable),controlador lateral(removibles y graduables),cinturón anti deslizante(graduable),soporte pélvico.

Ayuda técnica para permitir el desplazamiento de personas con problemas de locomoción o movilidad reducida.

- Tenga cuidado con las superficies empinadas o desiguales ya que puede causar que la silla vuelque.
- Asegúrese que ambos pies están seguros en los reposapiés y que la ropa está alejada de las ruedas para que no quede atrapada.
- No sobrecargue la silla bajo ninguna circunstancia, ni permita que suba más de un usuario al mismo tiempo.
- No se suba en los reposapiés cuando baje o suba de la silla.