



SILLA DE RUEDAS PARA ESCALERA O ESPACIOS ANGOSTOS



Características

- Terminación en pintura electroestática.
- frenos en las ruedas principales.
- Lona de alta resistencia a las bacterias, los hongos, manchas y putrefacción.
- material fácil de limpiar e impermeable al agua y resistente a la gasolina y/o aceite.
- Un (1) cinturón de dos puntos de seguridad y descansa pies.
- Resistencia en Kg: 120Kg Aproximadamente.
- Cumple con las normas técnicas requeridas

Medidas

