



BÁSCULA DIGITAL PARA TRABAJO PESADO

880KL HEALTH O METER



Descripción

Báscula digital para trabajo pesado

Ref: 880kl

Marca: health o meter

Unidad de venta: unidad

Uso: esta báscula de piso de alta capacidad para trabajo pesado diseñada para ser usada en urgencias, consultorios de medicina general y especialidades.

Especificaciones

- Báscula de piso de 500 lb / 220 kg de capacidad, esta balanza de plataforma de gran capacidad es de uso múltiple para la mayoría de los pacientes.
- tiempo de pesaje de 10 segundos el valor del peso permanece en la pantalla por 10 segundos después que el paciente baje de la plataforma para que se estabilice.
- pantalla amplia de lcd de 2.5 pulgadas la pantalla amplia muestra de forma clara la información del peso.
- plataforma amplia la plataforma amplia permite que los pacientes tengan una posición cómoda y segura para ayudarles a mantener el equilibrio.
- plataforma de altura mínima requiere solo de un pequeño paso, lo que ofrece al paciente una experiencia de pesaje más estable.
- superficie antideslizante el tapete texturizado de la plataforma proporciona tracción y un punto de apoyo estable.
- sin latex especificaciones técnicas.
- capacidad: 500 lb / 220 kg.
- resolución: 0.2 lb / 0.1 kg (100g).
- tamaño de la plataforma: 17" (w) x 13" (d) x 1-3/10" (h) / 43.2cm (w) x 33cm (d) x 3.3cm (h).
- pantalla: 2-1/2" / 6.35cm.
- fuente de alimentación: 2 baterías de litio de 3 voltios (incluido).
- funciones: interruptor lb / kg / st, apagado automático.
- tiempo de pesaje de 10 segundos.