

COJIN DE FLOTACIÓN PERFIL ALTO Y BAJO

Descripción:

Los cojines anti-escaras de aire están especialmente diseñados para usuarios que tienen un riesgo elevado a padecer escaras al pasar la mayor parte de su tiempo sentados. Se componen de células flexibles (material similar al plástico) conectadas entre sí para que el aire circule entre ellas, lo que hace que la presión del cuerpo en contacto con el asiento disminuya y se reparta, facilitando la circulación de la sangre.



En 6 cm de altura (perfil bajo) Peso máximo recomendado 90Kg

- P06-3535-2 Dimensiones 38x38x6cm
- P06-4040-2 Dimensiones 40x40x6cm
- P06-4540-2 Dimensiones 40x45x6cm

En 10 cm de altura (perfil Alto) Peso máximo recomendado 130Kg

- P10-3535-2 Dimensiones 38x38x10cm
- P10-4040-2 Dimensiones 40x40x10cm
- P10-4540-2 Dimensiones 40x45x10cm

Especificaciones:

- Dos válvulas de inflado y compartimiento dual, los compartimentos pueden ser ajustados independientemente para mejorar el posicionamiento y estabilidad de lado a lado y de delante hacia atrás.
- Soporta un peso de hasta 130 Kilos.
- Ajuste y baja deformación contra la presión del entorno.