

## ASIENTO COJÍN DE GEL PARA SILLA DE RUEDAS



### Descripción

El asiento de gel para silla de ruedas, Compuesto en gel poliuretano con un alto grado de presión y dos capas de espuma de alta densidad que brinda confort. una vez que se aplica el peso del cuerpo, se vuelve flexible para adaptarse a la forma del cuerpo. Hecho de gel y en espuma de materiales de alta calidad para un cómodo descanso del cuerpo. Material no tóxico, insoluble en agua, superficie impermeable, fácil de limpiar.

### Especificaciones

- Gel poliuretano con dos capas de espuma de alta densidad
- 46 cms de ancho
- 41 cms de largo
- 5.5 cms de grosor
- Dispensa la presión del cuerpo y alivia el cansancio
- Cómodo para permanecer sentado por largo tiempo
- Se adapta a la forma del cuerpo para reducir la incomodidad en la piel