



## LAVABO INFLABLE



### Descripción

Lavabo inflable para shampoo es ideal para las necesidades del cuidado del cabello en la cama. Mantiene la cabeza, el cuello y hombros en alto durante el lavado, diseño de doble tubo ayuda a prevenir las salpicaduras, se infla y desinfla rápidamente.

Dimensiones: 53cm largo x 61cm ancho x 20cm profundidad

Capacidad: 10 Litros

### Características

- De uso hospitalario, residencias de ancianos, uso doméstico.
- Cómodo, de fácil manejo, seguro y conveniente.
- Con depósito de agua.
- Para la higiene del cabello del paciente.
- Permite una buena posición de hombros y cabeza, dispone de bordes doble para evitar salpicaduras.
- Incluye una manguera de drenaje para evacuar el agua de 110 cm.
- Bolsa para colocar agua a una temperatura confortable que puede colgarse de un atril o la pared.
- Se infla con facilidad.
- Material: Polipropileno y PVC.
- Con dos cámaras de aire independientes.
- Amortigua cómodamente hombros y cuello del paciente que se encuentra en la cama.
- Sus dos cámaras de aire se inflan fácilmente con la boca.
- Se puede desinflar con facilidad para su almacenamiento y traslado.
- Con dimensiones apropiadas para un cómodo lavado del cabello permite que se coloque sobre una cama sin ninguna dificultad.