



SILLA RECLINOMATIC ELÉCTRICA

R-131



- Fabricado internamente con bastidores elaborados en madera quintuples recubiertos en espuma.
- Tapizado en cuero sintético.
- Espaldar en 2 secciones con costura repisada.
- Sistema reclinable de espaldar y elevación de apoya pies que se accionan por medio de mando de control eléctrico en un movimiento que se realiza al mismo tiempo ambas partes de la silla, tanto como para la posición de reclinar o de sentado.
- Brazos tapizados en cuero sintético negro con diseño radial.
- Medidas: Largo 0.86 m Ancho 0.84 m Alto 1.09 m.