



ECOGRÁFO ACCLARIX AX3

ECÓGRAFO PORTÁTIL



Descripción

El extraordinario sistema de ecografía compacto Acclarix AX3 ofrece una sorprendente combinación de características para satisfacer las demandas de imágenes en las distintas entidades prestadoras de servicio.

El Ecógrafo Acclarix AX3 ha sido diseñado a partir del enfoque incesante en ofrecer un rendimiento sin concesiones a un precio de costo-beneficio para cada ecografista.

Especificaciones

- Dimensiones de la unidad principal.
- 395 mm×385 mm×64mm (sin cojín).]
- *Peso :*
- ≤4,5 kg (sin incluir la batería ni otros accesorios).
- Pantalla LCD de alta resolución de 15,6".
- *Monitor*
- Resolución: 1920 x 1080.
- Angulo de inclinación de 0 a 180°.
- Táctil de 10,1".
- Pantalla secundaria
- Control de gestos.
- Brillo ajustable.
- 2 Puertos de transductores activos
- Puertos de transductor
- Se admite un módulo multi-transductor MTC para
- tener 4 puertos activos en Total (OPCIONAL) .

Batería

- Recargable.
- Voltaje: 14.4V.
- 6150 mAh de capacidad.
- Aproximadamente 1,5 horas con una batería con
- carga completa.
- Aproximadamente 3,0 horas con dos baterías con
- carga completa.
- Procesador ARM.

Arquitectura del sistema

- Memoria 2 GB.
- Disco duro 500 GB SSD.
- Sistema operativo Android.
- Puertos de E/S: S-video USB 3.0, HDMI, ethernet.

Modos de pantalla

- Modo B:
- B, 2B, 4B.