

DIVÁN PARA MASAJES

M-110-TOP



Características

- Estructura fabricada en tubo rectangular de acero cold rolled C18.
- Tapizado en cordobán lavable y espuma de 8 cm con refuerzo en tablex de alta resistencia.
- Posiciones horizontal, semifowler fowler sentado y cambio de altura que se acciona por control de mando eléctrico.

Especificaciones

- Sistema eléctrico de motor de empuje máx. 6000N, silencioso y libre de mantenimiento, con módulo eléctrico protegido de fluidos y derrames.
- Dimensiones aproximadas: Largo 1.90 m - Ancho 0.70 m - Altura min. 0.46 m - Altura máx. 0.76 m.
- 4 niveladores 3/8.
- Capacidad de carga: 180kg - 220kg.
- Terminado en pintura electrostática en polvo.