

ALMOHADILLA TÉRMICA

ELÉCTRICA TERAPÉUTICA



Esta almohadilla de microfelpa de lujo está diseñada para proporcionar alivio inmediato mediante termoterapia, ideal para tratar rigidez muscular, dolores de espalda y tensión en hombros o cuello.

Especificaciones Técnicas

- Dimensiones: 60×30×2 cm
- Material: Microplush (Microfelpa) de doble cara
- Voltaje: 100 - 120V
- Potencia: 75W
- Tecnología de Calor: Alambre térmico reforzado de calentamiento rápido
- Seguridad: Fusible interno de protección y apagado automático

Control y Personalización

- El dispositivo incluye un mando ergonómico con indicadores LED que permite un ajuste preciso:
  - Niveles de Temperatura: 6 niveles ajustables (\$40^{\circ}\text{C}\$ a \$60^{\circ}\text{C}\$).
  - Temporizador: 4 niveles de tiempo (30 / 60 / 90 / 120 minutos).
  - Velocidad de Calentamiento: Calor perceptible en solo 30 segundos.

Características Principales

- Termoterapia Efectiva: Aumenta el flujo sanguíneo y relaja las fibras musculares tensas.
- Tejido Premium: Material ultra suave, respetuoso con la piel (Skin-friendly), que no genera pelusas ni pierde el color con el tiempo.
- Distribución de Calor Uniforme: Diseñada para que el calor se reparta de manera constante por toda la superficie.
- Higiene Facilitada: El diseño permite el lavado tanto a mano como a máquina (retirando el cable de alimentación).

Contenido del Paquete

- 1 x Almohadilla térmica eléctrica.
- 1 x Unidad de control con cable de alimentación.
- 1 x Manual de usuario.